

## CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

- ★ Pantalla táctil
- ★ Visualización en pantalla del área de trabajo
- ★ 5 modos de compresión (modo A ~ modo E)
- ★ Pantalón de 24 celdas
- ★ Anulación independiente opcional para cada celda
- ★ Mangas de compresión opcionales: piernas, brazos
- ★ Apagado de emergencia - Rango de presión: 40 ~ 120 mmHg
- ★ Medidas del equipo: 410 x 310 x 210 mm
- ★ Peso del equipo: 15 kg.



**BELIUM**  
MEDICAL

Avda. Dionisio Cifuentes, 34 · 33203 Gijón · 985 30 12 34  
info@belium.es · [www.beliummedical.es](http://www.beliummedical.es)

*\*En BELIUM MEDICAL te ofrecemos la posibilidad de financiar tu equipo con la opción que mejor se adapte a ti.*

# PRESOTERAPIA

**UNIX | maxstar**

Lympha Master 24 MAX  
Nueva presoterapia profesional



**BELIUM**  
MEDICAL

**Lympha Master 24MAX** es un sistema que nos permite controlar todo el tratamiento ajustando, incluso independientemente, cada una de las celdas con las que se realiza el tratamiento. Consta de 5 programas diferentes (A~E) con los que lograremos drenar y activar nuestro organismo.

**5 modos de compresión | 24 celdas Lympha Master 24MAX** se presenta como uno de los equipos más innovadores y potentes del mercado.

Nuestro objetivo es recuperar la circulación, tanto venosa como linfática, mediante un sistema mecánico y automatizado que se pueda adaptar a cada cliente, para conseguir un reequilibrio del organismo y la eliminación de las toxinas que puedan alterar el normal funcionamiento del mismo. Numerosos estudios médicos demuestran que es la terapia de elección en el tratamiento de edemas y trastornos linfáticos.



**24 celdas de compresión**



**15 L / 1 min bomba de aire**



**Masaje Rítmico**



**Elegante y fácil**



**Pantalla táctil**



## APLICACIONES



**LYMPHA MASTER**

**La presión estimula la CIRCULACIÓN VENOSA Y LINFÁTICA consiguiendo mejorar la circulación**