

Aquapeeling

La succión realizada con la tecnología Aquapeeling estimula la microcirculación consiguiendo oxigenar tonificar y eliminar toxinas

ESPECIFICACIONES

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Cabezales | Pequeño y grande |
| Vacuum | Max 680 mmHg |
| Radiofrecuencia | 1Mhz ,Multi Polar(6Pol) |
| Ion Lifting | 500Hz (Digital Ion Lifting) |
| Ultrasonido | 1Mhz / 2W/cm ² |
| Pantalla | 7" LCD Táctil |
| Alimentación | 100~120V, 50/60HZ / 220~240V, 50/60Hz |
| Sonoridad | 45dB |
| Peso | 12Kg |

ANTES DESPUÉS



PROFacial™

Tratamiento de hidratación y anti-aging
Combina limpieza, exfoliación, extracción
y regeneración celular



Avda. Dionisio Cifuentes, 34 · 33203 Gijón · 985 30 12 34
info@belium.es · www.beliummedical.es

BELIUM
MEDICAL

BELIUM
MEDICAL



El tratamiento facial MÁS COMPLETO 4 Técnicas en 1



MÚLTIPLES FUNCIONES

- ✓ Limpieza profunda
- ✓ Mayor producción de colágeno
- ✓ Antienvjecimiento
- ✓ Antiarrugas
- ✓ Rejuvenecimiento facial

TECNOLOGÍA INTEGRADA



Limpieza profunda, exfoliación, hidropeeling, hidratación, renovación de la piel, acné, antibacteriano, antiinflamatorio...



Estimulación del tejido de la piel a través de microcorrientes. Aumento de elasticidad y antienvjecimiento.



Aumento de colágeno y mejora de la elasticidad de la piel. Seguro e indoloro con efecto inmediato.



Micromasaje mecánico que aumenta la circulación, estimulando y fomentando el drenaje linfático.

SOLUCIONES AQUAPEELING



PS 1

Eliminación de células muertas y oxigenación celular

- * Contiene ácido láctico-AHA
- * Exfolia y disuelve las impurezas dentro de los poros
- * Facilita la absorción de principios activos



PS 2

Eliminación de sebo y extracción de comedones

- * Contiene ácido salicílico-BHA
- * Acné, espinillas, puntos negros, sebo y residuos
- * Antibacteriano y antiinflamatorio



PS 3

Absorción de principios activos e intensa hidratación

- * Hydro-esencia altamente enriquecida con vitamina B un antioxidante eficaz, hidratantes y factor de crecimiento epidérmico EGF, altamente efectivo en la regeneración de la piel y antienvjecimiento