

## VERSÁTIL Y POTENTE



### Por qué Rafos Premium:

- ★ Seguro
- ★ Alta potencia 350W CET y 250W RET
- ★ Dos frecuencias disponibles 300 KHz & 500 KHz
- ★ Tres modalidades de transmisión CET, RET, MP
- ★ Modo de emisión continuo + 4 Modos pulsados
- ★ Equipado con control de temperatura y ajuste de potencia automático.
- ★ Certificado EMC-CEM Compatibilidad Electro Magnética para dispositivos médicos
- ★ Terapeuta libre de exposición a radiación electro magnética
- ★ No interfiere, ni es interferida por otros equipos electrónicos que trabajan en su proximidad
- ★ Certificado Médico CE 0120
- ★ No da chispazos
- ★ Se puede combinar con la mayoría de los tratamientos aumentando los resultados
- ★ Equipo de sustitución en caso de incidencia
- ★ Rápida amortización
- ★ Tres años de garantía

Avda. Dionisio Cifuentes, 34 · 33203 Gijón · 985 30 12 34  
info@belium.es · www.beliummedical.es

**BELIUM**  
MEDICAL

*\*En BELIUM MEDICAL te ofrecemos la posibilidad de financiar tu equipo con la opción que mejor se adapte a ti.*

RADIOFRECUENCIA

# RAFOS PREMIUM

Seguridad y eficacia desde el primer tratamiento  
Un solo equipo, tres modalidades, capacitiva, resistiva, tripolar y control automático de temperatura.




Servicio  
Post-Venta  
**BELIUM  
MEDICAL**  
365/24

**BELIUM**  
MEDICAL


En el uso de radiofrecuencia, existen principalmente tres modalidades de transmisión de energía, cada una con diferentes indicaciones que utilizadas en combinación aumentan los resultados.

**CET (Capacitiva)**  
300 KHz & 500 KHz




(350W): Esta modalidad es más efectiva en el tratamiento de flacidez y celulitis.

**RET (Resistiva)**  
500 KHz



(250W): Mejores resultados en tratamientos de grasa localizada.


**MP (Multipolar)**  
500 KHz



(250W): Para tratamientos faciales con efecto flash

**ANTES**

**DESPUÉS**



**ANTES**

**DESPUÉS**



NUNCA HUBIERA  
PENSADO EN UN  
EQUIPO DE

**RADIOFRECUENCIA  
TAN COMPLETO**



### Piel más firme desde el primer tratamiento

Rafos Premium representa los mayores avances en la aplicación de la tecnología de radiofrecuencia para fines estéticos.

Entre los principales beneficios están:



**RAFOS  
PREMIUM**



La forma más segura y eficaz de conseguir  
**Salud y Belleza**  
**Pásate a RAFOS PREMIUM**