


### Por qué ROBOLEX:

- ★ Tratamientos faciales y corporales
- ★ Frecuencia multipulso de 1 a 3 MHz
- ★ Tecnología Expert Impedance
- ★ Radiofrecuencia multipolar variable
- ★ Triplique los resultados con más tecnologías en un solo equipo
- ★ Cavitación de alta intensidad 38 KHz
- ★ Endermoterapia pulsada con 5 niveles de intensidad
- ★ Fotobioestimulación con láser LED
- ★ Tratamiento seguro no invasivo
- ★ Resultados desde la primera sesión
- ★ Sin consumibles
- ★ Certificado médico CE 0120
- ★ Todas las tecnologías se pueden utilizar simultáneamente o por separado

ANTES



DESPUÉS



Triplique los resultados con más tecnologías en un solo equipo

Avda. Dionisio Cifuentes, 34 · 33203 Gijón · 985 30 12 34  
info@belium.es · [www.beliummedical.es](http://www.beliummedical.es)

**BELIUM**  
MEDICAL

*\*En BELIUM MEDICAL te ofrecemos la posibilidad de financiar tu equipo con la opción que mejor se adapte a ti.*

# ROBOLEX

Triple sinergia en tecnología de radiofrecuencia  
Plataforma de tratamientos faciales y corporales que proporciona resultados seguros y eficaces para combatir la celulitis, grasa localizada y flacidez.



Servicio  
Post-Venta  
**BELIUM  
MEDICAL**  
365/24

**BELIUM**  
MEDICAL

Robolex es un exclusivo sistema de radiofrecuencia multipolar variable que combina endermoterapia pulsada, cavitación y fotobioestimulación con láser LED. La plataforma incorpora la tecnología EXPERT IMPEDANCE, con sistema de lectura automática de impedancia, que garantiza la máxima seguridad del procedimiento.

**Aplicadores ultraligeros, que minimizan el cansancio del operador y permiten utilizar “la otra mano” para aplicar un masaje manual simultáneamente.**

- \* **RV-90:** Indicado para abdomen, caderas y glúteos actuando en profundidades de hasta 4,5 mm con una frecuencia de 1MHz a 1.4MHz
- \* **RV-60:** Para brazos, piernas y cara interna de los muslos, alcanzando una profundidad de hasta 2,5mm con una frecuencia de 1.4MHz a 1.8MHz
- \* **RV-25:** Para tratamientos faciales, cuello y escote, actuando a una profundidad de 1mm con una frecuencia de 2MHz a 3MHz.



Todas las tecnologías se pueden utilizar simultáneamente o por separado

## APLICACIONES ROBOLEX

- Reducción de la adiposidad localizada
- Aumenta la elasticidad de la piel
- Combate la flacidez
- Disminuye las arrugas
- Reduce la apariencia de la celulitis
- Regenera las fibras de colágeno
- Mejora el drenaje linfático



## Cómo actúa ROBOLEX

Aplicando la **cavitación por ultrasonido** se rompen las membranas de los adipocitos y con la **radiofrecuencia** se disuelven. Además, por el calor focalizado en las capas profundas de la piel, se estimulan los fibroblastos y aumenta la formación de nuevas fibras de colágeno que sustituyen a las envejecidas y combaten la flacidez.

El **Láser de baja frecuencia** ayudará a mejorar el aspecto de la zona afectada por la celulitis.

Finalmente, la **vacuumterapia** hace un drenaje linfático movilizandolos tejidos subcutáneos. Ayudando a eliminar la grasa localizada, logrando una piel más suave y firme.