

ROBOLEX PLUS ®

Notarás los resultados desde la primera sesión.

- * Triplique los resultados con más tecnologías en un solo equipo
- Tratamientos faciales y corporales
- ★ Frecuencia multipulso de 1 a 3 MHz
- * Tecnología Expert Impendance
- * Radiofrecuencia multipolar variable
- Cavitación de alta intensidad 38 KHz
- Endermoterapia pulsada con 5 modos de trabajo y 9 niveles de intensidad
- Fotobioestimulación con láser LED
- Tratamiento seguro no invasivo
- Resultados desde la primera sesión
- Sin consumible:
- Todas las tecnologías se pueden utilizar simultáneamente o por separado



Avda. Dionisio Cifuentes, 34 · 33203 Gijón · **985 30 12 34** info@belium.es · **www.beliummedical.es**

*En BELIUM MEDICAL te ofrecemos la posibilidad de financiar tu equipo.

ROBOLEX PLUS

Triple sinergia en tecnología de radiofrecuencia

Plataforma de tratamientos faciales y corporales que proporciona resultados seguros y eficaces para combatir la celulitis, grasa localizada, flacidez y tonificación muscular









100% MANOS LIBRES



TRIPLE SINERGIA



5 TECNOLOGÍAS EN EL MISMO EQUIPO



RELAJANTE Y ANALGÉSICO

Robolex Plus es un exclusivo sistema de radiofrecuencia multipolar variable que combina endermoterapia pulsada, cavitación y fotobioestimulación con láser LED. La plataforma incorpora la tecnología EXPERT IMPEDANCE, con sistema de lectura automática de impedancia, que garantiza la máxima seguridad del procedimiento.

Aplicadores ultraligeros, que minimizan el cansancio del operador y permiten utilizar "la otra mano" para aplicar un masaje manual simultáneamente.

- * RV-90: Indicado para abdomen, caderas y glúteos actuando en profundidades de hasta 4,5 mm con una frecuencia de 1MHz a 1.4MHz
- * **RV-60:** Para brazos, piernas y cara interna de los muslos, alcanzando una profundidad de hasta 2,5mm con una frecuencia de 1.4MHz a 1.8MHz
- * RV-25: Para tratamientos faciales, cuello y escote, actuando a una profundidad de 1mm con una frecuencia de 2MHz a 3MHz.
- Cavitación: Ultrasonidos de baja frecuencia (38 KHz)

S-PAD: manos libres para tratamiento corporal. Este dispositivo que combina 3 tecnologías, baja y media frecuencia, RF y láser de baja potencia



Todas las tecnologías se pueden utilizar simultáneamente o por separado

MODELA TU CUERPO Y COMBATE LA CELULITIS

Aplicación de cinco tecnologías médico estéticas

Tratamientos faciales y corporales

Incrementa el flujo sanguíneo de la piel

Eliminación de celulitis y flacidez

Reduce el volumen corporal

Mejora el drenaje linfático

Regenera las fibras de colágeno

ROBOLEX

Conseguimos reducir la adiposidad localizada

Tonificación muscular



TRYNEA®

ROBOLEX PLUS®

- RADIOFRECUENCIA: Combate la flacidez de la piel gracias a que estimula la formación de colágeno.
- * LÁSER BAJA INTENSIDAD: Reduce la adiposidad y modela el contorno corporal.
- * VACUMTERAPIA: Atenua la celulitis mejorando la circulación venosa y linfática.
- * CAVITACIÓN: Ultrasonidos que eliminan la grasa localizada.
- * ELECTROESTIMULACIÓN: Acción lipolítica y tonificante