



- Fácil separación y limpieza del recipiente de drenaje
- Plataforma estructuralmente duradera



- Instalación con un click
- Solución de conservación
- Técnica patentada



- Control digital del flujo de salida del producto
- Control preciso (9 pasos)
- Consumo inteligente del producto



- Función de limpieza automática
- Función de apagado automático



- Conector desmontable
- Actualización automática del programa (USB)

ESPECIFICACIONES

Tornado tip	Large, Small
Vacuum Range	Max 680 mmHg
Radio Frequency	1Mhz ,Multi Polar(6Pol)
Ion Lifting	500Hz (Digital Ion Lifting)
Ultrasound	1Mhz / 2W/cm ²
User Interface	7inch Color Touch LCD
Input Voltage	100~120V, 50/60HZ / 220~240V, 50/60Hz
Noise Level	45dB
Weight	12Kg

BELIUM
MEDICAL BEAUTY

Avda. Dionisio Cifuentes, 34 · 33203 Gijón · 985 30 12 34
info@belium.es · www.beliummedical.es

PROfacial™

Tratamiento Facial de Última Generación

- Potente rendimiento
- Equipo fácil de movilizar y usar
- Seguro y efectivo



BELIUM
MEDICAL BEAUTY



El tratamiento facial MÁS COMPLETO 4 Técnicas en 1

MÚLTIPLES FUNCIONES

- ✓ Limpieza profunda
- ✓ Mayor producción de colágeno
- ✓ Antienvejecimiento
- ✓ Antiarrugas
- ✓ Rejuvenecimiento facial



SOLUCIONES PROFACIAL



- PS1**
- Remueve la queratina y limpia los poros
 - Limpia los poros interiores y da una textura de piel lisa



- PS2**
- Acné, espinillas, puntos negros, sebo y residuos.
 - Esterilizante, antiinflamatorio y efecto antibiótico



- PS3**
- Penetración de principios activos nutrientes
 - Máxima hidratación y nutrición
 - Piel más firme y elástica
 - Contiene extracto fermentado de EGF y Galactomyces

TECNOLOGÍA INTEGRADA

- AQUA**
Limpieza profunda, exfoliación, peeling digital, hidratación, renovación de la piel, acné, antibacteriano, antiinflamatorio y efecto calmante.
- RF**
Aumento de colágeno y mejora de la elasticidad de la piel. Seguro e indoloro con efecto inmediato.
- Ion**
Estimulación del tejido de la piel y raíces del cabello a través de microcorrientes. Aumento de elasticidad y antienvjecimiento.
- Ultrasound**
Micromasaje mecánico que aumenta la circulación, estimulando y fomentando el drenaje linfático. Ideal para tratamientos post quirúrgicos faciales.
- LED**
Blue LED 430 nm.

- TOUCH**
7 Pulgadas
Color táctil LCD
- FOOT SWITCH**
Interruptor de pie
- Auto**
Función automática de limpieza y desconexión del Aqua peel
- Digital**
Control digital de flujo y aire

APLICACIÓN



Radiofrecuencia



Hidropeeling



Ion Lifting



Ultrasonidos



Mascarilla Lifting



Mascarilla Ultrasonido