





RESULTADOS CLÍNICOS



**BELIUM**  
MEDICAL



A T T I V A<sup>®</sup>

- LIFTING FACIAL
- ARRUGAS
- TENSADO DE PIEL
- LIFTING DE ZONAS TABOO
- REMODELACIÓN FACIAL Y CORPORAL
- HIPERHIDRÓISIS
- PAPADA

S.I.H. Technology

Subdermal Induced Heat Technology

FOR MEDICAL USE ONLY

TEMA MEDICINA<sup>®</sup>



## Características Técnicas

### Dimensiones:

39cm x 21cm x 10cm

### Peso:

5.8 Kg

### Pantalla:

Táctil 10.4"



Los transductores capacitivos patentados de ATTIVA actúan a tensiones hasta 10 veces inferiores que cualquier otro transductor en el mercado, garantizando así los niveles más altos de seguridad.



Cabezales tratamiento corporal  
Transductores capacitivos patentados monopolares y bipolares de "cerámica biomédica TCI3".



Cabezal de 5mm para tratar zonas pequeñas.



Cabezal corporal que combina dos funciones; monopolar y bipolar.

## Rejuvenecimiento Vaginal Sin Cirugía

El ATTIVA "Gyne" ha sido diseñado para la intimidad femenina. Ayuda a combatir síntomas como la laxitud vaginal, sequedad y la incontinencia urinaria de esfuerzo (IUE), que pueden ser causadas por la edad, el parto y/o cambios hormonales. El tratamiento Attiva "Gyne" puede realizarse en una clínica por una enfermera, o una auxiliar bajo la supervisión del médico. El tratamiento patentado Attiva "Gyne" puede ser aplicado

tanto intravaginal como en los labios mayores. En este simple tratamiento, el aplicador Attiva Gyne rota y permite un tratamiento mínimamente invasivo y extremadamente suave para los pacientes. La tecnología "(S.I.H) Subdermal Induced Heat" estimula las células produciendo colágeno al calentar los tejidos dentro de la vagina y en los labios. El efecto de tensado es notable dentro de las primeras 4 a 6 semanas.



## Rejuvenecimiento Vaginal Sin Cirugía

La Tecnología (S.I.H) Subdermal Induced Heat de ATTIVA® es el resultado de 5 años de investigación científica y tecnológica. Está protegida por 3 patentes internacionales. Nuestra tecnología está dirigida a doctores buscando una solución segura y eficiente para tratar los efectos del envejecimiento sin cirugía. La tecnología S.I.H de ATTIVA® ofrece a sus pacientes unas mejorías estéticas dramáticas en la calidad de su piel de forma totalmente ambulatoria, sin cicatrices, y con resultados inmediatos.

Un nuevo hito en el tratamiento médico de flacidez

## Resultados a todas las Temperaturas

**A los 60° C** obtenemos una desfibración que resulta en la eliminación permanente de las adhesiones tisulares a causa del trauma. Por ejemplo en fracturas con una retracción anormal del tejido, o de forma postquirúrgica para reducir el tejido cicatrizante.

**A los 70° C** resulta en lisis celular de los adipocitos dando lugar a una emisión de triglicéridos en los espacios intersticiales y en la matriz extracelular, desde donde son eliminados más tarde por el sistema linfático. En este caso, la alteración de la estructura de las células de grasa permite la lipoescultura superficial de zonas taboo de manera precisa y metódica. Un ejemplo es el de los cúmulos de grasa en el suprahioides y el ángulo de la mandíbula.

Finalmente, **alrededor de los 80° C**, obtenemos un efecto de denervación al aplicar la ATTIVA cerca de un nervio. De hecho, el calor intenso generado, aunque bien delimitado y localizado, establece una alteración reversible de la estructura que recubre la membrana del axón, impidiendo la transmisión tanto del impulso eléctrico en el axón y el impulso químico en las placas dendríticas. Este bloqueo es reversible y concede el mismo efecto que la toxina botulínica, aunque con mayor duración.

