

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

- ★ Pantalla táctil
- ★ Visualización en pantalla del área de trabajo
- ★ 5 modos de compresión (modo A ~ modo E)
- ★ Pantalón de 24 celdas
- ★ Anulación independiente opcional para cada celda
- ★ Sistema de cámaras solapadas antiretorno.
- ★ Mangas de compresión opcionales: brazos
- ★ Apagado de emergencia · Rango de presión: 40 ~ 120 mmHg
- ★ Medidas del equipo: 410 x 310 x 210 mm
- ★ Peso del equipo: 15 kg.



BELIUM
MEDICAL

Avda. Dionisio Cifuentes, 34 · 33203 Gijón · 985 30 12 34
info@belium.es · www.beliummedical.es

**En BELIUM MEDICAL te ofrecemos la posibilidad de financiar tu equipo con la opción que mejor se adapte a ti.*

PRESOTERAPIA

UNIX | maxstar

Lympha Master 24 MAX
Nueva presoterapia profesional



BELIUM
MEDICAL

Lympha Master 24MAX es un sistema que nos permite controlar todo el tratamiento ajustando, incluso independientemente, cada una de las celdas con las que se realiza el tratamiento. Consta de 5 programas diferentes (A~E) con los que lograremos drenar y activar nuestro organismo.

5 modos de compresión | 24 celdas Lympha Master 24MAX se presenta como uno de los equipos más innovadores y potentes del mercado.

Nuestro objetivo es recuperar la circulación, tanto venosa como linfática, mediante un sistema mecánico y automatizado que se pueda adaptar a cada cliente, para conseguir un reequilibrio del organismo y la eliminación de las toxinas que puedan alterar el normal funcionamiento del mismo. Numerosos estudios médicos demuestran que es la terapia de elección en el tratamiento de edemas y trastornos linfáticos.



24 celdas de compresión



15 L / 1 min bomba de aire



Masaje Rítmico



Elegante y fácil



Pantalla táctil



APLICACIONES



LYMPHA MASTER

La presión estimula la CIRCULACIÓN VENOSA Y LINFÁTICA consiguiendo mejorar la circulación