





MACURAY

Sistema de enfriador de aire criogénico



2 en 1 Sistema de Refrigeración

Evacuación de humos
Refrigeración



MACURAY

Dos en Uno MACURAY

Se pueden utilizar 2 funciones simultáneamente

Macuray mantiene la temperatura baja estable del aire refrigerante para reparar o reducir el dolor. Adicionalmente incorpora una boquilla para aspirar el humo, los olores, los vapores potencialmente peligrosos que se producen durante los tratamientos faciales y corporales con láser.



Evacuación de humo

Aire de enfriamiento



Aire de enfriamiento

- Varios módulos de salida de aire
- MAX -20 °C(±5 °C)

Evacuación de humo

- Fácil encendido / apagado con interruptor de pie
- Filtro de humo de alto rendimiento

ESPECIFICACIONES

Energía	220~230V AC 50/60Hz
Consumo actual	Cooling Device : 450W /Smoke Evacuator : 1,100W
Aire de enfriamiento	45 CFM
Energía vacuum	2,400 mmH2O
Rango de temperatura	Cooling Air : Max -20 °C (±5 °C) (Based on 23°C Surrounding Temp & Humidity is 40%)
Peso	35 kg (Net.)
Dimensiones	340(W) x 400(D) x 910(H)mm, 1310(H)mm with Pole (Available separation Pole)