



JANUS Pro

SISTEMA DE ANÁLISIS FACIAL PROFESIONAL



Hybrid

Sunlike



Xenon Flash + UV LED(385 nm)

Cámara: Canon EOS 90D - 32.5 megapixels

Tamaño de imagen: 4640 x 6960px

LED(SunLike) + UV LED(385nm)

Cámara: Canon EOS 200D II - 24.1 megapixels

Tamaño de imagen: 4000 x 6000px




Análisis
de la piel



Asesor
de la piel



Cuidados
de la piel



Comparación
antes y después



Recomendación
de productos



Satisfacción
del cliente



Poro



Arrugas



Elasticidad



Manchas



**Manchas
solares**



**Tono de
la piel**



Rojeces



Sebo




Porfirina



Humedad




4 Tipos de luz semi-permanentes



Luz normal

Poro
Arrugas
Elasticidad
Tono de piel




Luz polarizada cruzada

Manchas
Capilares



Luz polarizada paralela

Textura de la piel
Grasa



Luz ultravioleta

Sebo
Porfirina
Acné
Manchas