

LASERMACH

**PLATAFORMA DE DEPILACIÓN LÁSER
con 3 longitudes de onda disponibles
808nm / 755nm / 1064nm**



FDA

CE
0123



Altos picos de energía y pulsos cortos reducen el calentamiento de la piel, consiguiendo un tratamiento mucho más cómodo y más efectivo en depilación. La pieza de mano equipada con un sistema de refrigeración estable controlado por microprocesadores y su gran tamaño de 12x20mm (240mm²) permiten aumentar la acumulación de energía en las capas profundas consiguiendo acortar considerablemente el tiempo de cada sesión.

Apto para todos los fototipos, permitiendo depilar efectivamente durante todo el año.



Opcionalmente están disponibles piezas de mano con longitudes de onda de 755nm y 1064nm. Lasermach cuenta con certificación de equipo médico y FDA.



ESPECIFICACIONES

| | |
|---------------------------|---|
| Longitud De Onda: | 808nm, 755nm (opcional), 1064nm (opcional) |
| Ancho De Pulso: | 5 ms-400 ms |
| Frecuencia De Pulso: | 1 Hz-10 Hz |
| Tamaño Del Spot: | 12 * 20 mm / 10 * 12 mm |
| Densidad Energética: | 1-120J / cm ² |
| Potencia: | 1000W |
| Sistema De Refrigeración: | Aire + Agua + Semiconductor + Compresor Refrigeración |