



MAS RÁPIDO, MAS SEGURO Y MÁS EFECTIVO
Los Modos Tri-PTP, Quad-PTP y la nueva pieza de mano MLA
elevan a PASTELLE PRO a otro nivel



LESIONES PIGMENTARIAS

- ✓ Epidermis/Dermis Pigmentación
- ✓ Melasma, PHI
- ✓ Tatuajes
- ✓ Brillo de la piel

REJUVENECIMIENTO

- ✓ Poros
- ✓ Textura de la piel
- ✓ Arrugas
- ✓ Cicatrices

Una amplia gama de modos de pulso como **Tri-PTP**, **Quad-PTP**, **Genesis** ofrece mejores resultados en pigmentos epidérmicos / dérmicos.

¿Qué es Tri-PTP / Quad-TPT?

Divide un pulso en varios pulsos para entregar más energía de manera eficiente maximizando el efecto y minimizando el dolor, los efectos secundarios y el tiempo de tratamiento.

	PTP	Tri-PTP NEW	Quad-PTP NEW
Pulse Image			
Max Energy	2J	2.4J	3.2J

* PTP: pulso de terapia fotoacústica

NEW

MLA-S(3-5 mm)
Cicatrices

MLA-R(6-10 mm)
Poros, arrugas, textura

Con tecnología LIOB



- Zoom (2-10 mm) 1064, 532 nm
- Collimated (7 mm) 1064, 532 nm
- Dye (3 mm) 595, 660 nm

ESPECIFICACIONES

Tipo de irradiación	Q-Switched Nd: YAG Laser	
Longitud de onda	532nm y 1064nm	
Modos de irradiación	1064, 532, Génesis, PTP, Tri-PTP , Quad-PTP	
Max Energy	Single	1064nm: 1,5J 532nm: 500mJ Génesis: 5J
	Multiple	PTP: 2J Tri-PTP: 2,4J Quad-PTP: 3,2J
Duración del pulso	1064&532nm: 6-20ns Génesis: 300us PTP/Tri/Quad: 6-20ns	
Tasa de repetición	1-10 Hz	
Manípulos	Zoom, Collimated, Fraccional (MLA) , Dye	
Piezas de mano DYE	595nm, 660 nm	

