

PASTELLE



**SOLUCIÓN PREMIUM
PARA LA ELIMINACIÓN DE TATUAJES,
MANCHAS Y REJUVENECIMIENTO**




- ✓ Eliminación de tatuajes
- ✓ Micropigmentación
- ✓ Carbon Peel
- ✓ Génesis
- ✓ Hipergmentaciones
- ✓ Rejuvenecimiento de la piel
- ✓ Manchas solares
- ✓ Pecas, Melasma
- ✓ Nevus de Ota
- ✓ Acné

APLICACIONES

- ★ **PIGMENTACIONES CUTÁNEAS ENDÓGENAS** (léntigos, efélides, manchas café con leche, nevus de ota, melasma...)
- ★ **PIGMENTACIONES EXÓGENAS** (tatuajes amateurs, profesionales, traumáticos o micropigmentación).
- ★ **'GOLD STANDARD'** para rejuvenecer la textura de la piel: cerrar el poro, unificar el tono, mejorar el brillo y la hidratación. La piel se mantiene intacta. Incorporación inmediata.

Eliminación y corrección de tatuajes, micropigmentación y manchas Modo Génesis para rejuvenecimiento de la piel mediante la estimulación del colágeno

Con Pastelle podemos tratar todos los pigmentos, independientemente si son superficiales o si están situados en las capas más profundas de la piel y trabaja sobre todos los colores de tatuajes. Actúa específicamente sobre el pigmento y no daña los tejidos circundantes.



ESPECIFICACIONES

Tipo de irradiación	Q-Switched Nd: YAG Laser
Longitud de onda	532nm y 1064nm
Max Energy	532nm: 500mJ 1064nm: 1,300mJ Modo PTP: 1,600mJ Modo Génesis: 3,500mJ
Duración del pulso	4 a 48ns (modo Q-Switched) 80 a 480us (modo Génesis)
Tasa de repetición	Hasta 10 Hz
Tamaño de punto	2 a 10 mm

PTP (Photoacoustic Twin Pulse) Mode

