

PICOWON

**BEYOND NANO
LÁSER ALEJANDRITA DE PICOSEGUNDOS**



LESIONES EPIDÉRMICAS

- ✓ Pecas, Melasma, Cafe con leche
- ✓ Manchas de edad
- ✓ Manchas del sol

LESIONES DE PIGMENTO DÉRMICO

- ✓ Diferentes colores de tatuaje
- ✓ Nevus de Ota
- ✓ ABNOM
- ✓ PIH
- ✓ Becker

REJUVENECIMIENTO DE LA PIEL

- ✓ Coloración desigual de la piel
- ✓ Textura irregular
- ✓ Poros
- ✓ Arrugas finas

Experience Real Pico

PICOWON, tiene un pico de potencia muy alto de pulsos ultracortos, esto ofrece un efecto más fotomecánico y menos efectos fototérmicos en tatuajes de color azul, verde y violeta y pigmentaciones no deseadas, lo que garantiza buenos resultados en menos sesiones, más seguro y con menos riesgo de PIH.

MLA Pieza de Mano para Rejuvenecimiento

PICOWON dispone de un novedoso MLA (Micro Lens Array) con el que mejora efectivamente la textura de la piel, el tono de la piel, líneas finas y poros dilatados. MLA genera rotura óptica inducida por láser (LIOB), que transfiere energía intensiva al objetivo mientras se preserva el estrato córneo y la membrana basal, lo que conduce a una regeneración de colágeno rápida y eficaz

ESPECIFICACIONES

Tipo de sistema:	Alejandrita
Longitud de onda:	755 nm
Energía máxima:	230 mJ
Duración del pulso:	600ps a 800ps
Pico de energía:	0,33 GW
Tamaño del spot:	Zoom H / P: 2 a 8 mm Fraccional H / P: 2 a 8 mm
Tasa de repetición:	Único, hasta 5 Hz
Pieza de mano:	Zoom H / P Fraccional H / P
Dimensiones:	500 (w) x 900 (h) x 960 (d) mm
Peso:	100 kg



Zoom H / P



H / P Fraccional