

PRESOTERAPIA

UNIX | maxstar

Lympha Master
24 MAX

**IDEAL PARA COMBINAR
CON TRATAMIENTOS DE
REMODELACIÓN
CORPORAL**

UNIX LYMPHA MASTER
Compressible Limb Sleeve System



Lympha Master 24MAX es un sistema que nos permite controlar todo el tratamiento ajustando, incluso independientemente, cada una de las **24 celdas** con las que se realiza el tratamiento. Consta de **5 programas** diferentes (A~E) con los que lograremos drenar y activar nuestro organismo.

Nuestro objetivo es recuperar la circulación, tanto venosa como linfática, mediante un sistema mecánico y automatizado que se pueda adaptar a cada cliente. Numerosos estudios médicos demuestran que es la terapia de elección en el tratamiento de edemas y trastornos linfáticos.



- ✓ **Drenaje linfático**
- ✓ **Circulación de retorno**
- ✓ **Tonificación muscular**
- ✓ **Prevención de la celulitis**
- ✓ **Tonificación cutánea**
- ✓ **Oxigenación del tejido**
- ✓ **Reducción del volumen**
- ✓ **Alivio del dolor muscular**
- ✓ **Prevención y tratamiento de las venas varicosas**
- ✓ **Alivio del dolor asociado a insuficiencia venosa**
- ✓ **Reducción del edema asociado a la celulitis**



ESPECIFICACIONES

Modelo	UAM-12000
Voltaje	AC 230V / 50Hz
Rango de presión	40-120 mmHg
Pantalla	LCD táctil, Skip function, deflation function
Programas	5 memorizados + memoria
Tiempo	5-95 minutos
Canales	1 canal 12 cámaras x1
Accesorios incluidos	Traje cuerpo entero Dispositivo emergencia
Consumo	70 VA
Dimensiones	410x310x210 m/m
Peso	15kg

