

RADIOFRECUENCIA

RAFOS PREMIUM

Seguridad y eficacia desde el primer tratamiento

**Un solo equipo, tres modalidades, capacitiva, resistiva, tripolar
y control automático de temperatura.**



CE
0120




- ✓ **Tratamientos faciales y corporales**
- ✓ **Reduce la apariencia de la celulitis**
- ✓ **Remodelación de la silueta**
- ✓ **Reafirma brazos, glúteos, senos y vientre postparto**
- ✓ **Mejora el drenaje linfático**
- ✓ **Cicatrices de acné/queloides**
- ✓ **Reduce las bolsas y ojeras en el contorno de ojos**
- ✓ **Acné**
- ✓ **Mejora Estrías**
- ✓ **Aumenta la elasticidad de la piel y atenúa las arrugas mediante la regeneración de las fibras de colágeno.**

En el uso de radiofrecuencia, existen principalmente tres modalidades de transmisión de energía, cada una con diferentes indicaciones que utilizadas en combinación aumentan los resultados:




CET (Capacitiva)
300 KHz & 500 KHz




(350W): Esta modalidad es más efectiva en el tratamiento de flacidez y celulitis.

RET (Resistiva)
500 KHz



(250W): Mejores resultados en tratamientos de grasa localizada.

MP (Multipolar)
500 KHz



(250W): Para tratamientos faciales con efecto flash

ESPECIFICACIONES

Modelo	CWM-900
Frecuencia de salida (CET)	0.3 & 0.5MHz
Frecuencia de salida (RET)	0.5MHz
TIEMPO	1-60min. ajustable
POTENCIA	350W CET - 250W RET

NUNCA HUBIERA PENSADO EN UN EQUIPO DE RADIOFRECUENCIA TAN COMPLETO