

# ROBOLEX PLUS®

REMODELACIÓN  
CORPORAL INTEGRAL

Plataforma  
nº1 en Brasil

CUNA DEL CULTO  
AL CUERPO

★ EQUIPO MÉDICO ESTÉTICO ★  
NO  
INVASIVA

MÁXIMA POTENCIA  
CON CONTROL DE  
IMPEDANCIA



- ✓ **Cinco tecnologías médico estéticas**
- ✓ **Tonificación muscular**
- ✓ **Reduce la adiposidad localizada**
- ✓ **Regenera las fibras de colágeno**
- ✓ **Mejora el drenaje linfático**
- ✓ **Reduce el volumen corporal**
- ✓ **Eliminación de celulitis y flacidez**
- ✓ **Incrementa el flujo sanguíneo**

## TECNOLOGÍAS

- ★ **RADIOFRECUENCIA:** Combate la flacidez de la piel gracias a que estimula la formación de colágeno.
- ★ **LÁSER BAJA INTENSIDAD:** Reduce la adiposidad y modela el contorno corporal.
- ★ **VACUMTERAPIA:** Atenua la celulitis mejorando la circulación venosa y linfática.
- ★ **CAVITACIÓN:** Ultrasonidos que eliminan la grasa localizada.
- ★ **ELECTROESTIMULACIÓN:** Acción lipolítica y tonificante.



**100%  
MANOS LIBRES**



**TRIPLE  
SINERGIJA**



**5 TECNOLOGÍAS EN  
EL MISMO EQUIPO**



**RELAJANTE  
Y ANALGÉSICO**

Plataforma de tratamientos faciales y corporales que proporciona resultados seguros y eficaces para combatir la celulitis, grasa localizada, flacidez y tonificación muscular. Utiliza técnicas no quirúrgicas, basado en la cavitación (38 KHz), radiofrecuencia multipolar (1MHz-3MHz), láser de baja potencia (655nm), la vacumterapia (presión negativa) y S-PAD: electroestimulación de baja y media frecuencia.



**RV-25** Facial




**RV-60** Brazos/piernas



**RV-90** Abdomen/glúteos



**CAVI-38** Cavitación



**S-PAD** Manos Libres

## ESPECIFICACIONES

Cavitación	38KHz
Radiofrecuencia	1~3MHz programable
Media y baja frecuencia	7Hz~4,000Hz programable
Vacum	Max 0.8bar (650mmHg)
Láser baja intensidad	650Nm.

## ACCESORIOS

Todas las tecnologías se pueden utilizar simultáneamente o por separado