




SISTEMA IPL QUE TE LLEVA A OTRO NIVEL
Obtén una nueva experiencia de hasta 320 pulsos perfectos
durante 16 segundos con el modo N-TIGHT

CE
0123






Genera una alta energía de 87 Julios con dos pulsos de 5ms.

Genera una alta energía de 235 Julios con siete pulsos de 15ms y funciona de forma continua a una velocidad de 1 Hz.

Con la tecnología SPEED BEAM, y una velocidad de 20Hz trabaja 16 veces durante un máximo de 16 segundos, generando un total de 320 pulsos suaves a una velocidad súper alta.

La energía total es de 1080Julios (aproximadamente 108 W/seg) y el tratamiento se realiza de forma continua a 20 Hz. Al utilizar una energía de salida baja, con una longitud de onda de 800nm y varios filtros entregan la energía profundamente en la dermis sin dolor.

Con el sistema de lámparas Dual puede predecir un tratamiento muy seguro y eficaz.



ESPECIFICACIONES

Longitud de Onda	420 – 1400nm
Filtros	420nm, 515nm, 560nm, 590nm, 640nm, 695nm, NT800nm opcionales NT695, NT590, PW500
Fluencia	35J/cm ²
Energía máxima	235J (15ms)
Ancho de pulso	5 – 200ms
Tamaño Spot	45 X 15mm
Accesorios	Spot blocks 15 x15mm, 15 x 6mm (opcionales 8mm, 10mm)