



EL MEJOR MÉTODO DE DEPILACIÓN

Combina la tecnología Alejandrita 755nm + 808nm Diodo.
La combinación perfecta para una depilación rápida y eficaz




CE
1370




- ✓ Alta densidad de potencia de 2.400 vatios / cm²
- ✓ Alta fluencia (máx. 100J / cm²) en pulsos cortos de hasta 3 ms.
- ✓ Punta facial magnética conectable única para áreas estrechas de 10 por 15 mm.
- ✓ Tratamiento seguro y efectivo para la piel fina y sensible al minimizar el daño de los tejidos circundantes.
- ✓ Para todo tipo de pelo y piel.

VeLux 755 ofrece la solución de depilación óptima mediante la combinación de láser diodo de 808nm y 755 nm. La tecnología de escaneo Motion Scanning Technology es capaz de aplicar 2.400W con total seguridad y eficacia. Esta combinación proporciona una mejor tasa de absorción. El cabezal de 50x15 mm ofrece un área de tratamiento capaz de depilar una espalda en 8 minutos con la máxima efectividad. Incorpora sistema de frío por contacto y accesorio para acoplar equipo de aire frío sobre la zona de tratamiento. No se requiere el uso de anestésicos o gel.



La piel se enfría antes y durante todo el tratamiento



El laser se enfoca llegando al folículo del cabello




Puede haber eritema en las áreas tratadas



El cabello comenzará a desaparecer naturalmente



10 (MIN)
20
30
40
50 (MAX)



6J/cm² x 5 Count = Total Energy: 225J