

V·Laser

KTP de 532 nm y Nd: YAG de 1064 nm

**EL GOLD ESTÁNDAR PARA TRATAMIENTOS
VASCULARES, LESIONES PIGMENTADAS Y
REJUVENECIMIENTO DE LA PIEL**



FDA

CE
0068



WONTECH

LESIONES VASCULARES


- ✓ Telangiectasia
- ✓ Rosácea
- ✓ Arañas vasculares
- ✓ Enrojecimiento difuso
- ✓ Enrojecimiento

LESIONES PIGMENTADAS BENIGNAS

- ✓ Pecas
- ✓ Manchas de la edad
- ✓ Lentigos solares
- ✓ Melasma
- ✓ Poikiloderma

MODO GÉNESIS


- ✓ Arrugas
- ✓ Piel opaca
- ✓ Textura seca y rugosa
- ✓ Discromia



Vascular Lesions Treatment

532nm KTP:
Capillary Clearance

1064nm Nd:TAG:
Reticular Leg
Veins Treatment



Pieza de mano



Puntas

ESPECIFICACIONES

Tipo de irradiación pulso largo Nd: YAG	Longitud de onda 532nm, 1064nm
Duración del pulso	532nm: 1 a 40 ms 1064nm: 5 a 60 ms Modo Génesis: 0.3ms
Max Energy 532nm: 10J	532nm: 10J 1064nm: 50J Modo Génesis: 4J
Tasa de repetición	532 nm: 0,5 a 3 Hz 1064 nm: 0,5 a 5 Hz Modo Génesis: 0.5 a 10Hz
Tamaño de punto	2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm
Enfriamiento	por contacto del vidrio de zafiro
Dimensiones	420 (W) X793.2 (D) X912.5 (H) mm
Peso	80kg
Requisitos eléctricos	220 / 230V, 50 / 60Hz, 4kVA

ANTES

DESPUÉS

